

NUBWAY | RADIO-FRÉQUENCES VASCULAIRE

Spider Vein

NUBWAY NBW-V600



INTRODUCTION


- **Les radio-fréquences** sont utilisés dans l'amélioration de l'aspect de la peau ainsi que dans le traitement de la cellulite. Leur utilisation pour le traitement vasculaire est une technique innovante qui fait disparaître **les varicosités, la télangiectasie, la rosacée et la couperose de manière permanente.**
- En comparaison avec les lasers, le NBW-v600 ne provoque pas d'effets secondaires comme la dépigmentation et la formation de cicatrices. de plus le traitement avec NBw-v600 n'est presque pas douloureux. **Son résultat est garanti**

INDICATION ET ZONES DE TRAITEMENTS

- Les varicosités constituent un problème esthétique pouvant se manifester sur tout le corps. Les endroits les plus fréquents sont les jambes, les chevilles et le visage. Plus de 70% des femmes sont confrontées à ces problèmes les hommes aussi peuvent être sujet a ce problème.
- Varicosités, la télangiectasie, la rosacée liée aux troubles capillaires sur tout le corps, y compris sur des zones délicates comme les chevilles et le visage.
- Varicosités ne pouvant pas être traitées par la micro-sérothérapie.
- Application sur tous types de peaux.
- En une séance de 10 à 15 minutes, il est possible de traiter 80 a 100cm de veines variqueuses



Le NBW - V600 utilise des ondes RF à 30MHZ
délivrées via une aiguille diathermique de seulement
0,01mm. Cette fréquence casse les varicosités. Elle
disparaissent alors, presque instantanément sous
l'effet d'une impulsion de seulement 1/100s.
Ce processus touche seulement les veines
variqueuses sans endommager la peau environnante.



Aiguille
diathermique

Veine rouge

Une fois traitée
la veine est
coagulée
et la varice n'est
plus visible

AVANTAGES :

- Deux type d'aiguilles, l'un pour les tâches est imperfections de la peau, l'autre pour le vasculaire.
- Haute fréquence de sortie : 30MKZ pour de meilleurs résultats sans douleur
- Résultats immédiats, pas d'éviction sociale.
- Pièce à main ergonomique facile à utiliser.

■ Avant & Après



Avant



Après



Avant



Après



Avant



Après



Avant



Après



Avant



Après



Avant



Après

WE CARRY KNOWLEDGE AND OFFER YOU SUCCESS...

ALGÉRIE - Photos de Firmin VOISIN pilote ALAT à Sidi-bel-abbès.
ORAN - 5 juillet 1962



c3195e505fee7823347159ce.jpg